



## Permanent SpeisemottenKlebefalle

3 Stk.

- ermittelt den Mottenbefall
- Hält bis zu 3 Monate
- Frei von Insektiziden
- Geruchslose Pheromonfalle zum Monitoring eines Mottenbefalls
- Klebefalle als Dreieck faltbar zum Aufstellen
- Unbedenklich für Mensch und Haustier



**Artikelnummer** 01385

**GTIN Basisartikel** 4005240025550

### Anwendung

#### Wie wenden Sie die SpeisemottenKlebefalle an?

Entnehmen Sie die Falle aus dem Beutel und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche.

Klappen Sie danach den rechten und linken Teil der Klebefläche an den Knickkanten nach oben und formen Sie aus der Falle ein Dreieck mit der Klebefläche nach innen. Fixieren Sie durch Einstecken in die gestanzte Lasche das Dreieck. Stellen

Sie nun die Falle freistehend in Küche, Vorratsraum oder Schrank auf. Befestigen Sie die Falle bei Bedarf mit einem der beiliegenden Klebepunkte. Kontrollieren Sie die Falle regelmäßig alle 2-3 Tage. Überprüfen Sie bei einem Befall die Vorräte und entsorgen diese möglichst. Tauschen Sie die Falle nach 3 Monaten aus.

### Weitere Anwendungshinweise

#### Wie wirkt die SpeisemottenKlebefalle?

Angelockt werden die männlichen Motten (Dörrobst-, Dattel-, Speicher- und Mehlmotten) durch einen artenspezifischen Sexual-Lockstoff (Pheromon). Anschließend kleben die lästigen Motten auf dem Leim der Falle. Durch eine regelmäßige Kontrolle der Klebeflächen, wird der Anwender rechtzeitig über einen Befall informiert. Die Lebensmittel nehmen dabei keinen unangenehmen Geruch auf.

#### Wo setzen Sie die SpeisemottenKlebefalle am besten ein?

In Küchenschränken, Regalen und Speisekammern. Überall dort wo Lebensmittel oder Tierfutterprodukte lagern.

### Lagerung

Kühl und trocken lagern.

# Gebrauchsanweisung



## Entsorgung

Produktreste können dem Hausmüll zugegeben werden. Die restentleerte Verpackung gehört in die Wertstoffsammlung.